

Défibrillateur de Formation



Modèle SAVER ONE Trainer

Le défibrillateur de formation Saver One T

C'est un matériel pédagogique permettant aux apprenants de maîtriser la manipulation et la mise en service d'un défibrillateur. Ce genre d'outil peut être utilisé par tous les étudiants, quel que soit leur niveau. Il garantit la formation des débutants dans l'univers du secourisme mais aussi, des sauveteurs confirmés pour leur remise à niveau. Il fournit des instructions détaillées sur la réanimation des victimes, de tout âge, à l'aide de ses guides vocales et sonores.



Cette marque de défibrillateur de formation est équipée de divers systèmes qui le différencient des autres.

Elle est dotée de **10 scénarios préprogrammés** permettant de s'exercer aux techniques de secours devant divers cas d'accidents.

A part cela, l'appareil est fourni avec plusieurs équipements, notamment :

- **une télécommande infrarouge**
- 4 scénarios, entièrement, personnalisable
- 1 paire d'électrodes de formation qui peuvent être réutilisés
- Une batterie rechargeable (fourni avec chargeur)
- Une sacoche de portage pour la protection de l'appareil, en cas de déplacement
- Un manuel d'usage

Nombreux sont les avantages que ce genre d'outil apporte pour les formateurs et apprentis.

L'appareil est pourvu d'un port USB (2.0) permettant les mises à jour.