

# Armoire pour défibrillateur







## Bien Repérer, bien entreposer, et avoir un accès facile au DAE

Le défibrillateur au vu de son usage particulier (peu de fois, mais en extrême urgence) doit être placé dans un endroit repérable immédiatement et stocké selon les préconisations du fabricant.

Ces armoires métalliques bénéficient d'un système d'alarme qui se déclenche soit à l'ouverture de la porte soit à la prise du défibrillateur automatisé externe.

L'alarme peut aussi être mise en fonction silence. Le but de cette alarme de 100dB est surtout d'avertir une personne compétente en gestes de secours que le DSA a été retiré de son boîtier, donc qu'un accident est survenu pour qu'il puisse agir.

Texte en façade :

<b>1</b> Appelez les secours	<b>2</b> Pratiquez le massage cardiaque	<b>3</b> Utilisez le Défibrillateur	<b>4</b> Attendez les secours médicalisés
 15 112		 Analyse en cours	 AMBULANCE
Call Emergency: 112	Practice cardiac massage	Use defibrillator	Wait medical service