

Mannequin de formation PRACTI-MAN Plus Adulte - Homme



Le Practi-Man Plus est un outil pédagogique innovant et essentiel pour des formations réalistes et efficaces en réanimation cardio-pulmonaire (RCP).

Feedback électronique interactif : Le moniteur électronique intégré offre un retour immédiat sur la qualité des compressions (profondeur, fréquence) et des insufflations, permettant aux apprenants d'améliorer rapidement leurs gestes.

Équipé d'un système de voies respiratoires avec nez réaliste, il permet une simulation fidèle des insufflations, renforçant l'apprentissage pratique.

Un simple réglage permet d'adapter le mannequin pour des formations à la fois sur adultes et enfants, optimisant l'utilisation en formation. Une option sans clic est également disponible.

Compatibilité avec défibrillateurs : Pratique et sans résidu, le Practi-Man Plus permet une utilisation avec des électrodes de DAE, facilitant les exercices complets d'intervention.

Les composants semi-jetables (poumons, valves) se remplacent facilement, garantissant un entretien rapide et efficace.

Léger et robuste, le mannequin Practi-Man Plus est facilement transportable grâce au sac inclus, adapté à un usage intensif dans des environnements variés tels que les centres de formation, les entreprises et les institutions publiques. Sa conception durable et sa facilité d'entretien en font un choix idéal pour une utilisation régulière et efficace.

Couleurs Chair