

Mannequin de formation PRACTI-MAN bébé



Le mannequin de formation Practi-Baby est un outil pédagogique complet et réaliste pour l'apprentissage des gestes de premiers secours chez le nourrisson. Il a été conçu pour reproduire fidèlement l'anatomie, la taille et le poids d'un bébé, permettant ainsi une manipulation naturelle et intuitive par les apprenants.

Grâce à son système de ventilation réaliste, les insufflations peuvent être correctement simulées avec un soulèvement visible de la poitrine, renforçant la qualité de l'entraînement. Le mouvement de la tête permet d'exécuter les gestes d'ouverture des voies respiratoires de manière réaliste.

Le Practi-Baby intègre un sélecteur permettant d'activer ou non un clic sonore, servant de retour d'information immédiat lors des compressions thoraciques. Cette fonctionnalité est idéale pour valider la profondeur et le rythme des compressions pendant l'apprentissage. Il permet également la simulation de désobstruction des voies aériennes, essentielle dans la formation aux situations d'urgence spécifiques aux nourrissons. De plus, en retirant la valve, les apprenants peuvent s'exercer à la pose de canules de Guedel, ajoutant une dimension supplémentaire à la pratique des gestes d'urgence.

Compatible avec les électrodes de défibrillation automatique externe (DAE), le Practi-Baby ne retient aucun résidu après les exercices, facilitant ainsi le nettoyage et la réutilisation du matériel.

Pour garantir une hygiène optimale, les éléments internes tels que les poumons et les valves sont facilement démontables et remplaçables. Le visage peut être nettoyé avec des lingettes désinfectantes ou par immersion dans une solution adaptée.

Léger et compact, il est livré avec un sac de transport pratique contenant 4 poumons, 2 valves, un manuel d'utilisation et tous les accessoires nécessaires à un déploiement immédiat en centre de formation ou sur site.